



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

» Mit JORDAN THERAPIELiegen Sie richtig! «

VON
FÜHRENDEN
REHA-INSTITUTEN
EMPFOHLEN



INHALTSVERZEICHNIS

Unsere individuellen Lösungen, innovative Nanotechnologie und Farbtabelle	3
Accessoires	4
Der Bestseller – Jordan F2, F3, F4, F5	5 – 7
Die Preiswerte – Jordan A1, A3	8
Platzsparend – Zweisegmetklapptisch Jordan AS	9
Bobath-Liege – Jordan E1, E1 LOW, E2, E2 LOW	10 – 11
Einblicke - Ansichten – Gesichtsöffnung, Rollen, Rundumfußschalter, Papierrollenhalter	12
Top-Level – Jordan G3, G5, G6plus, G7	13 – 15
Funktionell und Multifunktionell – Jordan U2, U3, U4, U5, U6, U7	16 – 19
Die Einfache – Jordan B2, B3, B2 prima, B3 prima	20 – 21
Zum Transport – Jordan A Transport, Jordan A2h	22 – 23
Der Klapptisch – Jordan E-Box	23
Transfusionssessel – T3, T3 simple	24 – 25
Gynäkologische Liege – Jordan H3e uni	26
Gynäkologischer Stuhl – H23e, H2e	27
Zur Lymphdrainage – Jordan Lympho	28
Die Osteopathie-Liege – Jordan Osteo M6	29
Zusätzliche Optionen zu den Therapieliegen	30 – 31

» Damit liegen Sie richtig! Wir vereinen optimales Design und Funktion «

Wir bieten individuelle Lösungen an – ob Größe, Farbe oder Breite – wir sind flexibel und können fast alle Wünsche erfüllen. Durch intensive Entwicklungsarbeit mit Fachärzten und Physiotherapeuten und in engster Kooperation mit unserem Hersteller bieten wir Ihnen Ihre Therapieliege nach Maß an.

Sie brauchen eine Liege hoch belastbar – bis 300 kg?
Oder einzelne Liegenteile getauscht? Wir können es...

» Innovative Nanotechnologie «

Die **skai Neptun Collection** ist durch ihre innovative Nanotechnologie besonders hygienisch, schmutzunempfindlich und langlebig.



langlebig



UV-beständig



reißfest



ölbeständig



pflegeleicht



desinfektions-
mittelbeständig



abriebfest



schwer
entflammbar

» Topmoderne Farben «






ACCESSOIRES

>> sitzen Sie richtig <<

mit einem Bobik-Hocker,
farblich abgestimmt zu Ihrer
Therapieliege.



>> lagern Sie richtig <<

ob Nackenrolle, Halbrolle, Knierolle,
Würfel - darf es im gleichen Farbton
wie die Liege sein?



>> ruhen Sie richtig <<

- ◉ besserer Liegekomfort
- ◉ optimale Anpassung an die Gesichtskontur
- ◉ keine unangenehmen Druckstellen bei langen Behandlungen
- ◉ das Gelkissen kann leicht gekühlt oder erwärmt angewendet werden

Therapieliegen JORDAN F


Die einmotorigen Therapieliegen der F-Serie sind 2 bis 5teilig ausgeführt. Modernes Design trifft auf stabile Konstruktion mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der Kopfteil ist mittels eines Gasdruckzylinders positiv (55°) und negativ (75°) verstellbar. Beim 3teiligen Kopfteil sind die Armstützen absenkbar. Die Höhenverstellung der Liege ist elektrisch oder hydraulisch von 50 cm – 105 cm möglich. Volle Stabilität ist hierbei zu jeder Zeit garantiert, der extrem leise und schnelle Elektromotor - gefertigt in Deutschland - ist ein zusätzliches Plus. Die besonders niedrige Ausgangsposition ermöglicht es auch körperlich beeinträchtigten und älteren Menschen einfach und sicher auf die Therapieliege zu kommen.

Dank dem wählbaren Zubehör können diese Liegen nach Ihren Vorstellungen und Wünschen jeder Zeit erweitert werden. Eine Sonderanfertigung „hoch belastbar“ bis 300 kg ist möglich.



JORDAN F2e

BESTSELLER




Ausstattung JORDAN F	F2e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓
Rundumfußschalter	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31	




NEUES FACE-
DESIGN ALS
OPTION
LIEFERBAR



JORDAN F2e FACE




JORDAN F3e



Ausstattung JORDAN F

	F2e	F3e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105	50 – 105


zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31



JORDAN F4e



JORDAN F5e






Ausstattung JORDAN F

	F4e	F5e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105	50 – 105
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31		

Therapieliegen JORDAN A

Die Serie Jordan A überzeugt mit einer einfachen, äußerst stabilen Konstruktion. Die Standardhöhe beträgt 60 cm, ist auf Wunsch individuell veränderbar.
Ein besonderer Pluspunkt ist die hohe Stabilität bei gleichzeitig günstigem Preis. Standunebenheiten können unkompliziert und rasch über Justierschrauben an den Beinen ausgeglichen werden.
Der Kopfteil kann beim Modell Jordan A1 durch ein Hebelsystem, beim Modell A3 durch einen Gasdruckzylinder verstellt werden.
Das 4-Rädersystem mit Bremse Ø 75 mm, kann man als optionales Zubehör dazu bestellen.

DIE
EINFACHSTE
STABILE FIXE
LIEGE




JORDAN A1



JORDAN A3



PLATZSPAREND



JORDAN AS

Zweissegmentklapptisch, Kopfteil kann wahlweise an die Wand oder umgekehrt montiert werden, bei Benützung wird er heruntergeklappt. Auf Wunsch ist eine Breite bis 70 cm möglich.

Ausstattung JORDAN A	A1	A3	AS
Abmessung Länge x Breite (cm)	195 x 65/70/75	195 x 65/70/75	200 x 60 - 70
Gesichtsöffnung mit Abdeckung		✓	✓
Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem	✓		
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder		✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31			



200

80-120



50-105



Therapieliegen JORDAN E

Die einmotorigen Rehabilitations- bzw. Bobath-Liegen gibt es 1teilig oder 2teilig, mit elektrischer Höhenverstellung, im speziellen für die Behandlung von Reflexlokomotion und zur Vojta-Therapie. Die Liegen werden vor allem in Kinderstationen und Rehabilitationspraxen verwendet. Bei den Liegen E1 und E2 ist ein hydraulischer Antrieb möglich.

Die Modelle LOW können bis auf 33 cm abgesenkt werden, eine individuelle Breite von 80 cm – 120 cm kann angefertigt werden. Ein Rundumfußschalter bei den LOW-Modellen ist nicht möglich.

BOBATH-LIEGE
FÜR NEUROLOGIE

JORDAN E1e



200

80-120




33-85





JORDAN E1e LOW





JORDAN E2e

TIEFER EINSTIEG




JORDAN E2e LOW

Ausstattung JORDAN E	E1e	E1e LOW	E2e	E2e LOW
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 100	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Breite nach Wunsch 80 - 120 (cm)				
Rundumfußschalter	✓		✓	
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 - 105	33 - 85	50 - 105	33 - 85
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31				



EINBLICKE - ANSICHTEN



Gesichtsöffnung
mit Abdeckung - Standard




Gesichtsöffnung
mit Abdeckung - rund



Gesichtsöffnung
mit Abdeckung - Hörnchen



Rundumfußschalter



Papierrollenhalter



Rollen Ø 100 mm




Rollen Ø 70 mm

Therapieliegen JORDAN G

sind die absoluten Top-Level-Therapieliegen. Die zweimotorigen Liegen mit elektrisch verstellbarer Höhe verfügen über 3 bis zu 7 einzeln bewegliche Liegenteile. Der Kopfteil kann positiv und negativ verstellt werden, die Armstützen sind absenkbar. Der Rückenteil kann in einem weiten Radius verstellt werden. Die Baureihe Jordan G zielt speziell auf die Anforderungen der Physiotherapeuten ab. Der Mittelteil ist elektrisch für Flexionslagerung verstellbar, Drainagelagerung der Beine (Dachstellung) mittels Elektromotor ist möglich.



Ausstattung JORDAN G	G3e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓
Rundumfußschalter	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
Elektrisch einstellbare Drainageposition	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31	




JORDAN G5e



Ausstattung JORDAN G	G5e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓
Rundumfußschalter	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
Elektrisch einstellbare Drainageposition	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31	




JORDAN G6plus




NEUES FACE-
DESIGN ALS
OPTION
LIEFERBAR



JORDAN G7e FACE



Ausstattung JORDAN G	G6plus	G7e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
Elektrisch einstellbare Drainageposition	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 100	50 – 105
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31		



Therapieliegen JORDAN U

diese zweimotorige Liege mit elektrischer Höhenverstellung gibt es in den Ausführungen von 2 bis zu 7teilig – ob zur Massage, als Untersuchungsliege oder für die Physiotherapie!
Der Kopfteil ist positiv und negativ mit Gasdruckzylinder verstellbar, der Rückenteil und Fußteil ist um 55° positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar.

GROSSER
RÜCKENTEIL




JORDAN U2e

Ausstattung JORDAN U	U2e	U3e	U4e
Abmessung Länge x Breite (cm)	198 x 65/70/75	198 x 65/70/75	198 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓
elektrisch verstellbarer Rückenteil	✓	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder			✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder			✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	53 – 101	53 – 101	53 – 101
manueller Hand- od. Fußschalter	✓	✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31			




JORDAN U3e




FUNKTIONELL
EINSTELLBAR



JORDAN U4e





JORDAN U5e

Ausstattung JORDAN U	U5e	U6e	U7e
Abmessung Länge x Breite (cm)	198 x 65/70/75	198 x 65/70/75	198 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓
elektrisch verstellbarer Rückenteil	✓	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	53 – 101	53 – 101	53 – 101
manueller Hand- od. Fußschalter	✓	✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31			





JORDAN U6e

MULTI-
FUNKTIONELL
EINSTELLBAR




JORDAN U7e




Therapieliegen JORDAN B

Die einmotorigen Liegen haben eine einfache Konstruktion, daher ist ein Rundumfußschalter nicht möglich. Die elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 55 cm – 95 cm erfolgt mittels Hand- oder Fußschalter. Die beiden Modelle B2 und B3 können mit den beiden Rollen leicht im Raum verschoben werden.



JORDAN B2





JORDAN B3



JORDAN B2 prima



JORDAN B3 prima




Ausstattung JORDAN B	B2	B3	B2 prima	B3 prima
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	195 x 65/70/75	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	✓	✓	✓
Rundumfußschalter			✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm			✓	✓
Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem			✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder		✓		✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	55–95	55–95	52–87	52–87
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓	✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31				

JORDAN Transportliege

Jordan A Transport - die motorlose 2teilige Transportliege hat eine fixe Höhe von 70 cm, kann ohne Aufpreis auf Ihren Wunsch geändert werden. 3 Stück der Ø 150 mm Räder sind einzeln bremsbar.
Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer mit Halterung ausgestattet werden.



JORDAN A Transport




Ausstattung JORDAN A transport	A transport	A2h
Abmessung Länge x Breite (cm)	195 x 65	200 x 70
Außenmaße Länge x Breite (cm)	205 x 72	207 x 77
Hydraulische Höhenverstellung (cm)		59 - 94
Fixhöhe, kann ohne Zuschlag verändert werden (cm)	70	
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	
Rückenteilverstellung durch Gasdruckzylinder		✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31		

Jordan A2h Transport – die 2teilige Transportliege hat eine hydraulische Höhenverstellung von 59 cm – 94 cm, der Rücken-
teil wird mittels Gasdruckzylinder verstellt. Die Räder haben einen
Ø 125 mm, mit der Möglichkeit der Verriegelung des linken
Vorderrades. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusions-
ständer mit Halterung ausgestattet werden.



JORDAN A2h



JORDAN Klapptisch


Jordan E-Box – der 2teilige Klapptisch ist die ideale Lösung für kleinere Räu-
me oder Wohnungen. Die 4 Räder sind mit Bremsen ausgestattet,
die Maße L 200 cm x B 100 cm können nach Wunsch auf 80 cm – 120 cm
geändert werden, eine Höhe von 60 cm – 80 cm ist möglich.
Zusammengeklappt ist die E-Box nur 50 cm breit.



KLAPPBAR



JORDAN E-Box




Therapieliegen Jordan T3 Transfusionsstuhl

hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 95 cm, die elektrische Neigungsverstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche wird mittels Handschalter betätigt. Der Fußteil ist mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.



JORDAN T3



JORDAN T3


Jordan T3 simple Transfusionssessel

hat eine fixe Höhe von 50 cm, die Rückenlehne ist positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.

SIMPLE
ABER TOP!



JORDAN T3 simple




Ausstattung JORDAN T	T3	T3 simple
Abmessung Länge x Breite (cm)	195 x 70	195 x 65
elektrische Höhenverstellung (cm)	65 – 95	50
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
elektrisch verstellbarer Rückenteil	✓	✓
elektrisch verstellbarer Fußteil	✓	
abnehmbare Armlehnen	✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31		

Jordan H Universalliege mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles




NEUES FACE-
DESIGN ALS
OPTION
LIEFERBAR



JORDAN H3e uni

Jordan H3e uni – die elektrisch höhenverstellbare Universalliege in der Höhe von 55 cm – 98 cm mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles, geeignet sowohl für gynäkologische, als auch für urologische Arztpraxen. Die Höhenverstellung kann auch bei voller Belastung mit Hilfe eines Hand-, Fuß- oder Rundumfußschalters (gegen Aufpreis) des Elektromotors vorgenommen werden. Die Neigung der Lehne ist mechanisch von beiden Seiten von 0° bis 75° leicht einstellbar. Der Papierrollenhalter ist am Rückenteil befestigt. Der Sitz ist von 0° bis 45° mittels einer Gasfeder mechanisch verstellbar.

Ausstattung	H3e uni	H23e	H2e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65	195 x 70	127 x 70
elektrisch verstellbare Höhe (cm)	55 - 98	65 - 95	65 - 127
Rundumfußschalter	✓		
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓		
Sitz- und Rückenteil elektrisch mittels Handschalter einstellbar	✓	✓	
Papierrollenhalter	✓	✓	✓
verschiebbare Handgriffe		✓	✓
verschiebbare Kopfstütze	✓	✓	✓
Trendelenburgs Lage		✓	
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31			



Jordan H23e - 3teiliger gynäkologischer Stuhl, die elektrische Höhenverstellung ist von 65 cm – 95 cm manuell mittels Fußschalter einzustellen, der Rückenteil ist elektrisch von -10 ° bis + 65 ° und der Sitzteil ist von -10 ° bis + 40 ° neigbar. Die Griffe sowie der Fußteil sind abnehmbar, die Kopfstütze ist verschiebbar. Der am Rückenteil befestigte Papierrollenhalter, die Edelstahlschale unterhalb des Sitzes sowie die verchromten Bügel machen den Stuhl komplett.



Jordan H2e - der 2teilige gynäkologischer Stuhl hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 127 cm, der Kopfteil ist positiv [70°] verstellbar und hat eine verschiebbare Kopfstütze. Die verchromten Fußbügel, der Papierrollenhalter, die verchromte Schüssel sowie die verschiebbaren Handgriffe gehören zur Standardausstattung.


Gegen Aufpreis können Beinschalen aus abwaschbarem, geschäumtem Polyurethan mit einem speziellen Gelenk geliefert werden, mit deren Hilfe die Halter laut Bedarf zu kippen oder zu fixieren sind; eine Befestigung einer Kolposkophalterung ist zusätzlich möglich.

JORDAN H2e

Jordan Lympho

Die einmotorige elektrische Liege ist 6teilig und wurde speziell für die Lymphdrainage entwickelt. Die Kopf-, Arm- oder Fußteile sind mittels Gasdruckzylinder verstellbar, der Fußteil ist seitengetrent zu verstellen.

DRAINAGE
LAGERUNG



JORDAN Lympho

Ausstattung	Lympho	M6 Osteo
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	198 x 53
Gesichtsöffnung mit Abdeckung	✓	
Rundumfußschalter	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓
verstellbare Gesichtsöffnung		✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 - 105	53 - 90
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31		

Jordan M6 Osteo

Die 6teilige elektrische Osteopathie-Liege hat eine verstellbare Gesichtsoffnung, seitlich kippbare Stützen, elektrisch verstellbaren Mittelteil bis 30° für Flexions- sowie Drainagelagerung der Beine, eine ausklappbare Fußstütze.




JORDAN Osteo

OSTEOPATHIE
LIEGE



JORDAN Osteo



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN


Therapieliegen	Seite	Rollenhubsystem Räder Ø 100 mm	Papierrollenhalter	Überbreite ab 80 cm	Gesichtsöffnung
F2e	5 - 6	✓	✓	✓	
F3e	6	✓	✓	✓	
F4e	7	✓	✓	✓	
F5e	7	✓	✓	✓	
A1	8		✓	✓	✓
A3	8 - 9		✓	✓	
AS	9				
E1e	10	✓	✓		
E1e LOW	10	✓	✓		
E2e	11	✓	✓		✓
E2e LOW	11	✓	✓		✓
G3e	13	✓	✓	✓	
G5e	14	✓	✓	✓	
G6plus	15		✓		
G7e	15	✓	✓	✓	
U2e	16	✓	✓		
U3e	16 - 17	✓	✓		
U4e	16 - 17	✓	✓		
U5e	18	✓	✓		
U6e	19	✓	✓		
U7e	19	✓	✓		
B2	20		✓	✓	
B3	20		✓	✓	
B2 prima	21	✓	✓	✓	
B3 prima	21	✓	✓	✓	
A Transport	22		✓		
A2h Transport	22 - 23		✓		
E-Box	23				
T3	24		✓		
T3 simple	25		✓		
H3e uni	26	✓			
H23e	27				
H2e	27				
Lympho	28	✓	✓	✓	
M6 Osteo	29	✓	✓		

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Therapieliegen	Seite	seitliche Armstützen, abklappbar	Sperrbox	FACE- Konstruktion	Motor mit Akkubetrieb
F2e	5 - 6	✓	✓	✓	✓
F3e	6	✓	✓	✓	✓
F4e	7	✓	✓	✓	✓
F5e	7	✓	✓	✓	✓
A1	8				
A3	8 - 9				
AS	9				
E1e	10		✓		✓
E1e LOW	10		✓		✓
E2e	11		✓		✓
E2e LOW	11		✓		✓
G3e	13	✓	✓	✓	✓
G5e	14	✓	✓	✓	✓
G6plus	15		✓	✓	✓
G7e	15		✓	✓	✓
U2e	16	✓	✓	✓	✓
U3e	16 - 17	✓	✓	✓	✓
U4e	16 - 17	✓	✓	✓	✓
U5e	18	✓	✓	✓	✓
U6e	19	✓	✓	✓	✓
U7e	19	✓	✓	✓	✓
B2	20	✓	✓		✓
B3	20	✓	✓		✓
B2 prima	21		✓		✓
B3 prima	21		✓		✓
A Transport	22	✓	✓	✓	
A2h Transport	22 - 23	✓	✓	✓	
E-Box	23				
T3	24				
T3 simple	25				
H3e uni	26			✓	✓
H23e	27				
H2e	27				
Lympho	28		✓		✓
M6 Osteo	29		✓		✓



»» Die funktionelle, individuelle, variable, qualitative, flexible Liege für Sie! ««



Wir freuen
uns über Ihre
Kontaktaufnahme.



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH
Van Swieten-Gasse 10, 1090 Wien
Tel +43 / 1 / 405 42 06 · Fax +43 / 1 / 405 44 64
info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at

