

Kontraindikationen ALMAG-01

- Implantierter Schrittmacher oder Defibrillator
- Elektronisches Gerät (zB Diabetes-Messgerät oä) in der Behandlungszone
- akut eitrig-entzündliche Erkrankungen
- Schwangerschaft
- Systemerkrankungen des Blutes
- maligne Neubildungen
- Alkoholvergiftung
- Thyreotoxikose: nicht im vorderen Halsbereich anlegen

Das Vorhandensein von Metallen im Körper ist keine Kontraindikation