

Ausstattung JORDAN B	B2e prima	B3e prima
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder		✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	52 – 87	52 – 87