

Ausstattung JORDAN E	E1e	E1e LOW	E2e	E2e LOW
Abmessung Länge x Breite (cm) Breite nach Wunsch 80 - 120 (cm)	200 x 100	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Rundumfußschalter	✓		✓	
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105	33 – 85	50 – 105	33 – 85