

Ausstattung JORDAN F	F2e	F2e FACE	F3e	F4e	F5e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75				
Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung	✓	✓	✓	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓	✓	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓	✓	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105	53 – 93	50 – 105	50 – 105	50 – 105