

Ausstattung JORDAN G	G3e	G5e	G6plus	G7e
Abmessung Länge x Breite (cm)	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75	200 x 65/70/75
Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung (G6plus: Nasenöffnung; G7e: oval)	✓	✓	✓	✓
Rundumfußschalter	✓	✓	✓	✓
Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm	✓	✓	✓	✓
Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓	✓
Elektrisch einstellbare Drainageposition	✓	✓	✓	✓
Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder	✓	✓	✓	✓
manueller Hand- oder Fußschalter	✓	✓	✓	✓
elektrische Höhenverstellung (cm)	50 – 105	50 – 105	50 – 100	50 – 105