

# Stereodylator

## Die Vorteile auf einem Blick

Der Stereodylator unterstützt Sie bei der Schmerzbehandlung, Mobilitätsverbesserung, Lähmungsbehandlung und beim Wiedererlangen der Kraft Ihrer Patienten.

Der Stereodylator ist mit seinem weltweit Patentierten 3-kreisigen Interferenzstrom einzigartig auf dem Markt. Dies ermöglicht einen 3D-Effekt für mehr Tiefenwirkung.

Durch die vorinstallierten Programme erfolgt eine zeitsparende und personalschonende Therapie.

Einfache Handhabung wird durch eine Favoritenliste garantiert.

Anwendungen auf Basis von wissenschaftlich fundierten Stromformen.

Das Gerät umfasst eine umfangreiche Indikationsliste mit Anlagenabbildungen.

Dank des Venturi-Prinzips wird ein hohes Maß an Hygiene garantiert und eine schnelle und einfache Elektrodenanlage ermöglicht.

Die Anwendung ist sowohl mit Platten- als auch Vakuumelektroden möglich.

Durch das Venturi-Prinzip sind für die Vakuumelektroden weder Wassertank noch Wartung notwendig.

Der Stereodylator bietet zwei Geräte in einem! STIMULETTEN-Stromformen inklusive!

Es besteht die Möglichkeit eigene Stromformen individuell zu erstellen und abzuspeichern. Impulsbreiten bis 4000 ms bei biphasisch möglich.

Durch die beiden unabhängigen Kanäle können zwei Regionen gleichzeitig behandelt werden.



Alle Impulsstromformen sind biphasisch auswählbar und damit metallkompatibel.

Made in Germany, entwickelt und gefertigt. Vertrieb exklusiv durch Traditionsunternehmen Schuhfried Medizintechnik.

Betreuung durch verlässlichen Partner, digitale Unterstützung durch SIVA - Schuhfried Ihr virtueller Assistent, Ersatzgeräte im Servicefall, Technikteam für jährliche sicherheitstechnische Kontrolle stehen zur Verfügung.

Das Gerät hat sich bereits seit Jahrzehnten im Einsatz bei Kliniken, Krankenanstalten, Kurbetrieben, Ordinationen und Praxen bewährt.