

| Ausstattung JORDAN U | U2e | U3e | U4e | U5e | U6e | U7e |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rundumfußschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 |
| manueller Hand- od. Fußschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |