

| Ausstattung JORDAN E  | E1e       | E1e LOW   | E2e       | E2e LOW   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)<br>Breite nach Wunsch 80 - 120 (cm) | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Rundumfußschalter   | ✓         |           | ✓         |           |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                                     | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| manueller Hand- oder Fußschalter                                  | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| elektrische Höhenverstellung (cm)                                 | 50 – 105  | 33 – 85   | 50 – 105  | 33 – 85   |