

## ELEKTRISCHE MUSKELSTIMULATION - EMS

### **Achtung**

Verwenden Sie das EMS - Gerät auf Anweisung Ihres Arztes oder Therapeuten, der Ihnen die richtige Handhabung des Gerätes und die Anlage der Elektroden erklärt.

### **Warnung**

- EMS - Gerät darf nicht bei Vorhandenseins eines Herzschrittmachers verwendet werden.
- Verwenden Sie das EMS - Gerät **nicht** bei nicht abgeklärten Symptomen, **nicht** im Herzbereich, **nicht** im Gesichtsbereich und **nicht** im Carotissinus Bereich (Halsschlagader).
- Elektronische Geräte wie EKG, Monitore und Langzeit EKG können bei eingeschaltetem EMS - Gerät beeinflusst werden.
- Hautschädigungen sollen Ihrem Arzt gemeldet werden.