

### 3.7 Kontraindikationen

Kontraindikationen für die Anwendung der HiToP® Therapie:

- fieberhafte Allgemeininfektionen
- lokale bakterielle Infektionen
- Schwangerschaft
- Frische Thrombosen im Behandlungsgebiet



#### Hinweis!

Für Patienten mit Herzschrittmacher und Defibrillatoren ist die Behandlung an den unteren Extremitäten nicht kontraindiziert.



#### Warnung!

Patienten mit Herzschrittmacher und Patienten mit Defibrillator dürfen die schwarze Elektrodenfläche während der Therapie nicht berühren. Greifen Sie nicht unter die Elektroden.



#### Hinweis!

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Einzelfall entscheidet immer der Arzt über Kontraindikationen und Behandlungskriterien.



#### Hinweis!

Patienten mit Krampfadern, Metallimplantaten und Endoprothesen dürfen behandelt werden.