



Per Fax: 01 405 44 64 oder sicherer upload via [www.schuhfriedmed.at](http://www.schuhfriedmed.at)

**Verordnung für Ultraschalltherapiegerät zur Heimtherapie**

Patientenname: .....

Sozialversicherungsnummer: .....

Adresse: .....

Sozialversicherung: .....  kostenanteilsbefreit

Mitversichert bei: .....

Telefonnummer: .....

**Diagnose / Symptomatik:**

**Behandlungsregion:**

.....

**Geräteverordnung:**  SONOSTAT 133 Ultraschalltherapiegerät leihweise für 3 Monate

**Therapiezeit:**  5 min.

..... min.

**Betriebsart:**  Dauerschall (thermische und mechanische Wirkung)

Impulsschall 1:5 (mechanische Wirkung)

**Intensität:**  0,5 W/cm<sup>2</sup>  1,0 W/cm<sup>2</sup>  1,5 W/cm<sup>2</sup>  2,0W/cm<sup>2</sup>

**Frequenz:**  1 MHz zur Behandlung tiefer liegender Strukturen

3 MHz für oberflächliche Anwendungen

**Ankopplungsmedium:**  Ultraschall-Gel

Phonophorese (1:5, 2,0W/cm<sup>2</sup>) mit Medikament als Gel/Salbe:.....

Im Wasserbad

**Verordnungsdatum**

**Stempel und Unterschrift**  
des verordnenden Arztes

---

**Wichtig für die Abwicklung – vom Verordner auszufüllen**

Name/Tel. des Bestellers für Rückfragen .....

PatientIn holt Gerät bei Fa. Schuhfried nach telefonischer Voranmeldung ab,  
Wunschtermin: .....

Versand an PatientIn

Versand an Einrichtung (Adressstempel):



# SCHUHFRIED

## MEDIZINTECHNIK

info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at  
Tel +43/1/405 42 06

### Verordnungsbeispiele für Sonostat 133

#### Indikationen für Ultraschall

Degenerative und entzündlich rheumatische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates  
Arthrosen, Spondylogene Schmerzzustände  
Rhizarthrose, Finger- und Zehenpolyarthrosen (im Wasserbad)  
Insertionstendopathien (PHS, Epicondylitis, Tendovaginitis, Styloiditis, Achillodynie, plantare Fasciitis)  
Bursitis subacromialis / trochanterica mit oder ohne Kalkablagerungen  
Morbus Bechterew  
Dupuytren'sche Kontraktur, Morbus Ledderhose  
Ältere Hämatomme

#### Kontraindikationen für Ultraschall

##### Lokale Kontraindikationen

Applikation über noch offenen Epiphysenfugen bei Jugendlichen  
Anwendung direkt über künstlichen Gelenken (Polyäthylen)  
Tumore  
Akute Thrombosen  
Gonaden, Gehirn, Rückenmark, Auge, Ohr, Schilddrüse, Carotis-, Leisten- und Poplitearegion

##### Allgemeine Kontraindikationen

Schwangerschaft

Videos zur Anwendung des Ultraschalltherapiegerätes Sonostat 133 auf dem YouTube Channel Peter Biowski

**Die Bedienungsanleitung des Sonostat 133 ist unbedingt zu befolgen!**