

| Ausstattung | G6 Osteo |
|--|----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 198 x 53 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | |
| Rundumfußschalter | ✓ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✓ |
| verstellbare Gesichtsöffnung | ✓ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✓ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✓ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 - 105 |