

PRODUKT-NEWS

PiezoWave2T: Eine neue Ära in der Stoßwellenbehandlung

Neue Applikationstechnik: Von statisch zu dynamisch – die Schmerzspirale wird sofort wirkungsvoll unterbrochen.

Statische Behandlung: Die Schmerzsache zu finden ist ein wichtiger Teil einer ESWT-Behandlung. Mit der punkt- oder linienfokussierten Therapiequelle können Sie pathologisch veränderte Strukturen durch das Feedback des Patienten aufspüren und statisch therapieren.

Die neue PiezoWave2T: Ein Hochspannungsgenerator mit einer Frequenz von bis zu 12 Hertz ermöglicht eine dynamische Applikation, bei der die Therapiequelle zügig über dem Zielgewebe bewegt wird. So kann auch bei hohen Frequenzen über langstreckige anatomische Strukturen ohne Leis-



tungsverlust homogen gearbeitet werden.

Dynamische Behandlung: Denn jeder Reizzustand im Bewegungsapparat zieht schmerzhafte Folgen nach sich – Verspannungen und Triggerpunkte in den mitbeteiligten Muskelketten. Das Patientenfeedback zeigt Ihnen,

wo Sie etwas länger verweilen sollen.

Die Wirkung kann sich sofort, aber auch in den folgenden 12 Wochen einstellen. Schmerzsache und begleitende Beschwerden sind schnell und gezielt im Fokus. Ihr Vorteil: **Höchste Patientenzufrie-**

denheit – die Schmerzspirale wird rasch wirkungsvoll unterbrochen. Leise, wartungsfrei und für jede Anforderung die passende Therapiequelle und Behandlungstechnik. ■



Erfahren Sie mehr in diesem kostenfreien Webinar für Orthopäden und Sportmediziner!



SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at
Tel +43/1/405 42 06

Entgeltliche Einschaltung

Mit freundlicher Unterstützung durch
Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH