



STIMULETTE edition 5 S2x



Die Stimulette edition 5 S2x ermöglicht folgende Anwendungen

- Stimulation innervierter Muskeln
- Stimulation denervierter Muskeln
- Behandlung chronischer, nozizeptiver und neuropathischer Schmerzen
- Behandlung zentral-nervöser Paresen



Das ist neu

- aktuell wissenschaftlich belegte Anwendungen mit einem touch
- bei schlaffen peripheren Lähmungen entsprechend der RISE Studie – bis zu 18.000 Impulse in 30 Minuten Therapiedauer
- aSN, der neue Schwellstrom zur Therapie zentraler Paresen und aSLL zur Stimulation innervierter Muskeln mit langer Schwellpause
- GALV in vier Intensitätsbereichen noch feiner dosierbar, neu auch zur Behandlung von Fibromyalgie und cerebralem Insult
- intuitive Menüführung und bedienfreundlich - alle Parameter im Blick
- Bedienungsanleitung mit klaren Anwendungshinweisen für häufige und neue Indikationen
- sichere Heimanwendung - passwortgeschützt



Aus der Forschung für die Praxis

Seit 1947 entwickelt und produziert Schuhfried Reizstromgeräte. In enger Kooperation mit der Universitätsklinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Wiener Allgemeinen Krankenhaus wurden bedeutende Stromformen definiert, die bis heute erfolgreich in Verwendung sind. Neue Entwicklungen werden von Schuhfried unterstützt und belegte Ergebnisse in der neuen Gerätegeneration umgesetzt, so wie aktuell die Erkenntnisse aus dem EU-Wissenschaftsprojekt RISE: Es zeigte, dass die Stimulation denervierter Muskeln mit breiten biphasischen Rechtecksimpulsen in Serien sowie in Form von tetanischen Kontraktionen als Funktionelle Elektrostimulation FES die einzige auf Dauer wirksame Möglichkeit zur Behandlung schlaff gelähmter, denervierter Muskeln darstellt.

